

*本製品は研究用キットです。診断、治療目的には使用できません。

*下記 web 上に掲載しているプロトコールの最新版を確認の上、操作して下さい。

<https://www.cellspect.com/>

測定の意義


本キットは、COVID-19 の原因ウイルスである、SARS-CoV-2 のスパイクタンパクを認識するヒト IgM 抗体とヒト IgG 抗体を検出するための研究用 ELISA キットです。

ウイルスの検出には、大きく分けて二種類のアプローチ法があり、PCR 法などのウイルス自体を検出する方法と、感染時に発現する免疫反応 (IgG, IgM, IgA) を検出する方法があります。一般的な感染症において、IgM は感染初期に生成される抗体で、症状の緩和とともに消失します。IgG は IgM に遅れて産生が始まり、治癒後も数カ月にもわたって産生され続けます。これにより次に感染した際の症状が軽くなったり、発症を防いだりすることが知られています。


測定原理

- ① 固相化プレート上のリコンビナント SARS-CoV-2 スパイクタンパクと、これを認識する試料中の抗体 (以後、抗スパイクタンパク抗体と略称) を反応させる。
- ② 反応後、試料を洗浄操作により除去する。
- ③ 固相化プレート上の抗スパイクタンパク抗体と、HRP (Horseradish peroxidase) 標識抗ヒト IgM / IgG 抗体を反応させる。
- ④ 余剰の HRP 標識抗ヒト IgM / IgG 抗体を洗浄操作により除去する。発色基質を加え、吸光度を測定する。

抗 SARS-CoV-2 スパイクタンパク抗体(IgM)測定の場合



抗 SARS-CoV-2 スパイクタンパク抗体(IgG)測定の場合



- リコンビナント SARS-CoV-2 スパイクタンパク
- Y 検体中の抗 SARS-CoV-2 スパイクタンパク抗体 (IgM)
- Y 検体中の抗 SARS-CoV-2 スパイクタンパク抗体 (IgG)
- Y HRP 標識抗ヒト IgM 抗体
- Y HRP 標識抗ヒト IgG 抗体

図 1 : 測定概略

キット内容

合計 96 測定分 (商品コード: RCOEL961)

1.	SARS-CoV-2 スパイクタンパク	×2	
	固相化プレート		
2.	HRP 標識抗ヒト IgM 抗体	10 μL×1	●
3.	HRP 標識抗ヒト IgG 抗体	10 μL×1	●
4.	洗浄液 (10× PBST)	50 mL×2	●
5.	スキムミルク (ブロッキングバッファー用)	×1	●
6.	Diluent 用バッファー (10×)	50 mL×1	○
7.	R-1 : 発色基質 (TMB)	10 mL×2	遮光ボトル
8.	R-2 : 反応停止液 (1 mol/L 塩酸)	10 mL×2	●
9.	マイクロプレートシール	×2	

キット以外に必要な器具・試薬

- マイクロプレートリーダー
- マイクロピペットおよびチップ
- マルチチャンネルピペット
- メスシリンダー
- サンプルチューブ
- マイクロプレートシェーカー
- ペーパータオル
- マルチチャンネルピペット用 リザーバー
- 精製水
- 500 mL / 250 mL ボトル

操作方法

1. 試薬の調製

(1) Diluent (1×)調製

Diluent 用バッファー(10×)全量を精製水で 10 倍希釈し、Diluent (1×)とする。

※Diluent 用バッファー(10×)に析出が生じていた場合は、室温に戻して完全に溶解させてから希釈すること

(2) ブロッキングバッファー (5%(w/v)スキムミルク溶液) の調製

スキムミルク (ブロッキングバッファー用)、全量を Diluent (1×) 220 mL で溶解させる。

※使用直前に溶解すること

※プレートを分割使用する場合は、必要量を計算し、秤量したスキムミルクを Diluent(1x)で溶解し、5%(w/v)スキムミルク溶液を調整する。

(3) 抗体 / 試料希釈液 (2%(w/v)スキムミルク溶液) の調製

ブロッキングバッファー 160 mL に Diluent(1×) 240 mL を加えて、混和させる。

- (4) WR (Working Reagent : HRP 標識抗ヒト IgM 抗体 / HRP 標識抗ヒト IgG 抗体試薬) 調製抗体 / 試料希釈液を用いて 1:30,000 に希釈し、WR : Working Reagent とする。

表 1. 希釈例

試験管 No.	希釈試料	試料量 (μL)	抗体 / 試料希釈液 (μL)	開始希釈倍率	希釈倍率
1	HRP 標識抗ヒト IgM / IgG 抗体	1	299	1	300
2	試験管 No.1	80	7920	300	30,000

- (5) WB (Wash Buffer : 洗浄液) 調製

洗浄液 (10×PBST) 全量を精製水で 10 倍希釈し、WB : Wash Buffer とする。

※洗浄液 (10×PBST) に析出が生じていた場合は、室温に戻して完全に溶解させてから希釈すること

2. SARS-CoV-2 スパイクタンパク固相化プレートへのブロッキング

- (1) SARS-CoV-2 スパイクタンパク固相化プレートをアルミパウチより取り出し、WB にて 1 回洗浄する。

※洗浄操作

- A) WB 200 μL をウェルに添加する。
B) 30 秒ほど経過後にウェル中の WB を廃棄する。
C) A)および B)を指定の回数繰り返す。
D) ペーパータオルに叩きつけるようにし、しっかりと液を切る。

- (2) ブロッキングバッファーを SARS-CoV-2 スパイクタンパク固相化プレートのウェルに 200 μL ずつ分注し、室温下で 1 時間静置する。

- (3) ブロッキングバッファーを廃棄し、WB にて 2 回洗浄する。(2.(1) ※洗浄操作 参照)

3. 測定試料の調製

試料は調製した 抗体 / 試料希釈液を用いて 1:200~1 : 2,000 に希釈し、測定試料とする。

表 2. 測定試料希釈例 (1 : 2,000)

試験管 No.	希釈試料	試料量 (μL)	抗体 / 試料希釈液 (μL)	開始希釈倍率	希釈倍率
1	血清	10	190	1	20
2	試験管 No.1	5	495	20	2,000

4. 測定

- 調製した測定試料をブロッキングした固相化プレートのウェルに 100 μL ずつ分注する。
- 測定試料を分注した固相化プレートにマイクロプレートシールを貼り付け、室温で 1 時間反応させる。
- (2)の反応時間終了後、反応液を廃棄し、WB にて 5 回洗浄する。(2.(1) ※洗浄操作 参照)
- 洗浄した固相化プレートの各ウェルに、WR 80 μL を添加する。
- WR を添加した固相化プレートにマイクロプレートシールを貼り付け、室温で 1 時間反応させる。
- (5)の反応時間終了後、反応液を廃棄し、(3)と同様に WB にて 5 回洗浄する。(2.(1) ※洗浄操作 参照)
- 洗浄した固相化プレートに、R-1 100 μL を各ウェルに添加する。
- R-1 を添加した固相化プレートを、マイクロプレートシェーカーなどで振とうし、遮光して室温で 6 分間反応させる。
- (8)の反応時間終了後、R-2 100 μL を各ウェルに添加し、450 nm の吸光度を測定する。

注意点

1. 測定試料

- 試料は新鮮なもの又は-20°C 以下で保存したものを使用して下さい。
- 保存料は使用しないでください。

2. 測定

- 別ロットの試薬は使用しないでください。
- 発色基質はできるだけ光を当てないでください。
- 洗浄後の固相化プレートは、測定終了まで乾燥させないでください。
- 固相化プレートは、底面にスパイクタンパクが固相化されています。ピペット等との接触により剥離すると、バラつきの要因になります。ピペット等がプレートの底面や壁面に触れないようにしてください。
- プレートの温度のムラは測定値のばらつきの原因となります。
 - 試薬及びプレートは、必ず室温(20~25°C)に戻してから使用して下さい。
 - 反応は必ず室温で行ってください。また、室内でも温度差や風当たりなどで、温度ムラの生じる箇所があります。エアコンの吹き出し口近辺などの温風や冷風の当たる場所、熱源近辺、窓際などの日光の当たる場所などでは使用しないでください。
 - 指などで長時間プレートに触れると、プレートが体温により加温されプレート内で温度差が生じます。プレートにはなるべく触れないようにしてください。
- 試薬は順番通り、正確な時間で添加してください。また、反応時間は正確にとってください。
- 反応停止液は強酸です。取り扱いには十分注意してください。

3. 本キットを分割使用する際の注意

- 本キットに付属の HRP 標識抗ヒト IgM 抗体及び HRP 標識抗ヒト IgG 抗体は凍結融解を繰り返さないでください。
- HRP 標識抗ヒト IgM 抗体及び HRP 標識抗ヒト IgG 抗体以外の試薬類は当日中に使用しない場合、キャップをしっかりと閉め、冷蔵保存してください。
- 調製済みのブロッキングバッファーは、冷蔵保管で 24 時間以内に使用してください。
- 固相化プレートの未使用ウェルストリップは、チャック袋に乾燥剤を同梱の上、冷蔵保管して下さい。

取扱説明書

- ・ 開封後の HRP 標識抗ヒト IgM 抗体及び HRP 標識抗ヒト IgG 抗体、ブロッキングバッファ以外の試薬・固相化プレートの未使用ウェルストリップは、冷蔵で一週間保管が可能です。

製品仕様

測定数：96 測定
測定方法：間接 ELISA 法
測定波長：450 nm
測定試料：血清
交差性：Human
保管温度：HRP 標識抗ヒト IgM 抗体及び HRP 標識抗ヒト IgG 抗体 -20℃保管
上記以外の試薬及び固相化プレート 4℃保管
品質保証期限：本品の有効期限は製造後 5 カ月です。

参考文献

- 1.) 平松 啓一, 標準微生物学, 第 11 版, 医学書院 (2012)
- 2.) Anu Haveri , Serological and molecular findings during SARS-CoV-2 infection: the first case study in Finland, January to February 2020 , Eurosurveillance. Volume 25, Issue 11, 19, Mar 2020.
- 3.) Wanbing Liu, Evaluation of Nucleocapsid and Spike Protein-based ELISAs for detecting antibodies against SARS-CoV-2, J Clin Microbiol. 2020 Mar 30.
- 4.) Li Guo, Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19), Clin Infect Dis. 2020 Mar 21.
- 5.) Juanjuan Zhao, Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019, Clin Infect Dis. 2020 Mar 21.

製造販売業者

セルスペクト株式会社
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-23
※クオリサーチは、セルスペクト株式会社の試薬キットの名称です。

問い合わせ先

セルスペクト株式会社
TEL : 019-134-6616
e-mail : support@cellspect.com
URL : <https://www.cellspect.com/>

- ※ 本製品は研究用キットです。診断、治療目的には使用できません。
- ※ 取扱説明書、測定プロトコール等、製品に関する最新の情報は下記弊社 web サイトのサポートコーナーでご確認下さい。
<https://www.cellspect.com/>
- ※ 本製品は研究用であり、その数値を完全に保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- ※ 表記性能は汎用されているマイクロプレートリーダーを用いた場合の目安です。使用機器の型式によっては完全に一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 品質に関するお問い合わせの際は試薬キット包装袋に貼付の Lot No. をご確認の上、お問い合わせ下さい。
- ※ 商品の仕様・サービス・包装形態・梱包形態・測定プロトコールは予告なく変更する場合があります。本取扱説明書に従い、適切にご使用下さい。
- ※ 商品の輸送・取扱い・処理・廃棄については付属の安全データシート (SDS) に従って下さい。