

コリブリー プラス

超微量紫外可視分光光度計 Colibri+

発売開始キャンペーン

このたび Berthold Technologies 社より
微量分光光度計 Colibri+ の新発売を記念して
特別キャンペーンを企画いたしました！
ぜひこの機会にご検討ください。



価格：定価 145 万円 ▼

特別キャンペーン価格 98 万円 (税別)!

さらに！
製品保証 2 年
サービス

キャンペーン期間：2022 年 7 月 15 日～12 月 31 日 ご注文分まで
台数 10 台限定

製品特長

- ・わずか 1 μ L のサンプル量で DNA、RNA、タンパク測定が可能！
- ・7 インチ大画面カラータッチスクリーンで簡単操作！
- ・光路長 0.5mm、0.05mm 可変！
- ・大容量メモリー搭載し、500 以上のデータを保存可能！
- ・測定波長 190nm ~ 1000nm の広範囲でスキャン可能！
- ・USB メモリースティックを用いてデータを保存、パソコンに転送可能！
- ・小型サイズで省スペースに設置可能！
本体サイズ：幅 206×奥行き 333×高さ 166mm
- ・サンプル滴下後、直下の測定スタートボタンを押すだけで簡単測定！
- ・サンプル室は液滴が見やすい LED 照明付き！（右図）



日本総代理店

販売元

ベルトールドジャパン株式会社

□ 東京本社
〒131-0046 東京都墨田区京島 2-8-12
Tel : 03-6661-8064 Fax : 03-6661-8065

□ 大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-11-10 新三宝ビル 2F
Tel : 06-6195-8750 Fax : 06-6195-8760

<https://www.berthold-jp.com>